


SPRAYING KIT



■ ■ Tillverkad i Frankrike av Oxy'Pharm enligt ISO 13485.

Spray Kit är ett system anpassat till för behandling av särskilt angripna områden och möjliggör en mer exakt och effektiv desinfektion.

Den riktade spraysatsen används främst med insekticidprodukter.

KOMPATIBILITET

- Nocospray

REFERENSER

Den riktade spraysatsen består av 2 delar: förlängaren och munstycket.

PRODUKT	REFERENS
Extender	3010.000
Nozzle	3010.100

VIKTIGT

- Användaren ska bära mask, skyddsglasögon och lämpliga handskar.